



تحذير

- يرجى قراءة كافة الإرشادات بعناية قبل الاستخدام. من الضروري مراعاة كافة التحذيرات والتنبيهات؛ إذ أن عدم الالتزام بهذه الأمور قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات.

الاستعمال المنشود

أسلاك التوجيه التشخيصية AngioFLEX® و AngioFLEX® 2 أجهزة مُعقَّمة وحيدة الاستخدام مُصممة لولوج الأوعية عن طريق الجلد باستخدام تقنية سيلدينجر (تقنية القسطرة القلبية) لتيسير وضع جهاز داخل الأوعية الدموية أثناء الإجراءات التشخيصية. والجهاز مخصص للاستخدام المؤقت للمرضى البالغين.

وصف الجهاز

أسلاك التوجيه التشخيصية AngioFLEX® و AngioFLEX® 2 مصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ (الفولاذ) عن طريق عملية بنائية مُسجَّلة الملكية، والأسلاك متاحة بطبقة من البولي تترافلوروايثيلين أو طبقة مسترطبة أو بلا طبقة خارجية. وتتيح أسلاك التوجيه التشخيصية AngioFLEX® و AngioFLEX® 2 سطحًا زلقًا جدًا للحد من تلف جدران الأوعية أثناء الإقحام والإزالة.

وأسلاك التوجيه التشخيصية AngioFLEX® و AngioFLEX® 2 مصنوعة من مواد تتيح للأسلاك الدوران، وتضمن قوة اجتماعها، وتكفل مقاومة لالتواءها لضمان سلامتها طيلة الإجراء. وهذه المواد أيضًا مقاومة للتآكل، مما يحول دون تعطل الجهاز تعطلًا سابقًا لأوانه. علاوة على ذلك، فقد اختيرت مواد أسلاك التوجيه نظرًا لقدرتها على دعم الأجهزة التي تُقحم داخل الأوعية الدموية.

وتُقدّم أسلاك التوجيه التشخيصية AngioFLEX® و AngioFLEX® 2 مجموعة مختارة من الأسلاك ذات الأشكال ومستويات الصلابة المختلفة، ومن ثم يسهل اقتفاء أثرها.

وتُعبأ أسلاك التوجيه التشخيصية AngioFLEX® و AngioFLEX® 2 في جهاز لتوزيع أسلاك التوجيه، يُجهَّز عادة بوصلة ربط. وتعمل وصلة الربط هذه على تسهيل غسل سلك التوجيه بمحلول ملحي مضاف إليه الهيبارين قبل الاستخدام.

وتُعبأ الأسلاك ذات الطرف المعقوف (على شكل حرف "J") عادةً مع مُقوّم على شكل حرف "J". ويساعد المقوم الذي يتخذ شكل حرف "J" على تقويم الطرف الذي يتخذ الشكل ذاته، مما يساعد طاقم العمل السريري على إقحام سلك التوجيه بسهولة داخل ابرة الإدخال/الثقب. وتكفل أسلاك التوجيه المغطاة بطبقة من البولي تترافلوروايثيلين وطبقة مسترطبة درجة تزيق أعلى.

محتويات العبوة

يتوفر كل سلك من أسلاك التوجيه AngioFLEX® and AngioFLEX® 2 داخل أكياس مفردة، يحوي كل منها:

- عدد 1 سلك توجيه
- عدد 1 مُوزّع أسلاك توجيه مع وصلة ربط
- عدد 1 مُقوّم أسلاك معقوف (رفقة الأسلاك ذات الأطراف المعقوفة على شكل حرف "J" فقط)

وأبعاد المُنتج مُبيّنة على العبوة وملصق الكيس. وتحوي كل عبوة نشرة تعليمات الاستخدام (تعليمات الاستخدام)

كيفية توريد الجهاز



تتوفر جميع المحتويات مُعقَّمة وغير مُسبَّبة للحمى داخل عبوات مُغلقة وسليمة. تأتي القسطرات معقمة بأكسيد الإيثيلين. في حالة تلف أي عبوة مُعقَّمة أو العبوة عليها مفتوحة، فلا تستخدمها. ولا تعيّن استخدام الجهاز أو تعيّن تعقيمها.

لا تُقَم بإعادة تعقيم الجهاز أو إعادة معالجته أو استخدامه أكثر من مرة. إذ أن إعادة الاستخدام أو إعادة المعالجة أو إعادة التعقيم قد تؤثر على سلامة بنية الجهاز و/أو تؤدي إلى فشله في أداء وظيفته، مما قد يؤدي بدوره إلى تعرض المريض للإصابة أو الاعتلال أو الوفاة. كما أن إعادة الاستخدام أو إعادة المعالجة أو إعادة التعقيم قد يؤدي إلى التعرض لخطر تلوث الجهاز و/أو نقل التلوث أو العدوى إلى المريض، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، نقل مرض (أمراض معدية) من مريض إلى آخر. أما تلوث الجهاز فقد يؤدي إلى تعرض المريض للإصابة أو التلوث أو الوفاة.

التخزين



احفظ الجهاز من التعرض المباشر لأشعة الشمس وأي مصدر للحرارة والرطوبة. يُنصح بتخزين الجهاز في درجة حرارة الغرفة، ولا يُنصح بتعريضه إلى المذيبات العضوية أو الإشعاع المؤين أو الأشعة فوق البنفسجية. نأوب استخدام المخزون حتى يتم استخدام القسطرات قبل تاريخ الانتهاء المدون على عبوة التغليف.

موانع الاستعمال

لا ينبغي استخدام أسلاك التوجيه إذا ظهر على الوعاء المُستهدف المرض الكامن التالي:

- وعاء مُتخثر أو وعاء تالفة أو هالكة
- الإصابة بمرض الاندحاس "الدكاك" القلبي
- تصلب الشرايين الحاد
- تروية دموية جانبية غير كافية

لا ينبغي استخدام أسلاك التوجيه إذا لم يكن موقع الإقناء مناسبًا بسبب:

- وجود طعم شرياني أو وعائي صناعي
- وجود عدوى في موقع الإقناء

تحذير:



- يحظر استخدام هذا الجهاز على المرضى الذين يعانون من التحسس من الصلب المقاوم للصدأ أو هياكولات الصوديوم أو النيكل أو التيتانيوم أو البولي تترافلوروايثيلين.
- هذا المنتج مُعقَّم ومخصص للاستخدام لمرة واحدة فقط. لا تُعاود استخدام الجهاز أو إعادة معالجته أو تعقيمه. لا تستخدم سلك التوجيه أو ملحقاته لو تجلّت عليها أي علامة من علامات التلف.

تعليمات الاستعمال



تحذير

- ينبغي استخدام هذا الجهاز بمعرفة أطباء القلب والأطباء الإخصائيين المدربين تدريباً وافياً والخبراء بتقنية الإقحام في الأوعية عن طريق الجلد باستخدام تقنية سيلدينجر.
- في كل مرة يُستخدم فيها سلك التوجيه، يكون هناك احتمال حدوث جلطات/خثرات وتلف لجدران الأوعية وإزاحة الصفائح الدموية، مما يمكن أن يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو اضطراب نظم القلب أو سكتة دماغية أو الوفاة. وينبغي أن يكون الطبيب على دراية باستخدام منتجات تصوير الأوعية الدموية والمواد العظمية المعنية بمضاعفات استخدام أسلاك التوجيه، وأن يتبع الإرشادات الصحية وإرشادات المستشفى ذات الصلة.
- قبل الاستخدام، يرجى التحقق من وجود أي تلف، كالتواءات أو انفصال المواد. لا تستخدم هذا المنتج إذا كان تالفاً.
- استعن بتقنيات التعقيم أثناء إزالة الجهاز من العبوة وأثناء استخدامه.

الشطف

للحد من فرص حدوث الجلطات، يُوصى بشطف سلك التوجيه بمحلول ملحي أو محلول معالجة بالهيبارين سلفاً للاستخدام باتباع التعليمات الواردة أدناه:

- (1) صِلْ محقناً مملوئاً بمحلول ملحي أو بمحلول ملحي مُعالج بالهيبارين بوصلة الربط.
- (2) احقن المحلول داخل مُوزع أسلاك التوجيه حول الأسلاك.
- (3) اشطف المُوزع عدة مرات أو بحسب توجيهات بروتوكول المستشفى.
- (4) افصل المحقن.
- (5) أخرج سلك التوجيه.

تنشيط أسلاك التوجيه المُستربة

إن الإجراء الموضح أعلاه بالغ الأهمية خصيصاً لتنشيط أسلاك التوجيه المُستربة المغطاة بطبقة خاصة. لتنشيط الطبقة المُستربة، يُرجى اتباع الخطوات من 1 إلى 5 أعلاه. إذا أصبح تناول سلك التوجيه مُقيّداً، فأزله وأعد تنشيط الطبقة المُستربة بتكرار إجراء الشطف.




تحذير:

- يجب تفادي استخدام الكحول أو المحاليل المنظفة أو غير ذلك من المذيبات على أسلاك التوجيه المغطاة بطبقة خاصة لأنها يمكن أن تؤثر بالسلب على السطح المغطى.

قحام سلك التوجيه

أدخل الطرف المرن لسلك التوجيه عن طريق الجلد، مُستعيناً بتقنية سيلدينجر، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه:



تحذير:

- يمكن إزالة الدم الفائض من سلك التوجيه بمسح السطح بإسفنجة سلك التوجيه المبللة بمحلول ملحي مُعالج بالهيبارين. يُحظر استخدام إسفنجة جافة، إذ يمكن أن يتلف ذلك سطح السلك، مما يؤدي إلى زيادة المقاومة عند إعادة الإقحام.

أسلاك التوجيه ذات الأطراف المعقوفة (على شكل حرف "J")

إن أسلاك التوجيه التشخيصية AngioFLEX® and AngioFLEX® 2 المعقوفة مُجهّزة بمقوّم معقوف (على شكل حرف "J") بغية المساعدة في إقحام السلك داخل إبرة الإدخال. حرك السلك إلى الأمام حتى يمتد 2-3 مم من الطرف من المقوّم المعقوف. أقحم السلك داخل محور الإبرة، واسحبه عبر الإبرة. أزل المقوّم المعقوف في الاتجاه الداني وتخلص منه.

تقدّم سلك التوجيه

حرك سلك التوجيه إلى الأمام ببطء، ولا تستخدم قوة مفرطة في تحريكه للأمام داخل الوعاء الدموي. وينبغي تحري الحيلة والحذر عند التعامل مع سلك التوجيه أثناء وضعه. أثناء تقدّم القسطرة وسلك التوجيه داخل الشريان الأورطي، يُوصى بإزالة سلك التوجيه عند المستوى المناسب للشريان الأورطي.

لو تقدّم سلك التوجيه أكثر من اللازم، فمن الممكن أن يؤدي إلى تلف الوعاء والوصول إلى موقع غير منشود، أحدهما أو كلاهما. ويمكن الحيلولة دون ذلك بالعرض البصري لسلك التوجيه أثناء الإجراء.
لو تقدّم سلك التوجيه لمسافة أكثر من اللازم وصولاً إلى موقع غير منشود، فيرجى سحبه برفق إلى الموقع الصحيح قبل المضي قدماً. لو حدث تلف للوعاء الدموي بفعل التقدم المبالغ فيه، فاتباع البروتوكول السريري المناسب.

تحذير:



• لا تستخدم القوة المفرطة. يجوز أن يؤدي التقدم بقوة مفرطة إلى تلف الأوعية.
• يمكن أن ينتج عن تقدم سلك التوجيه لمسافة زائدة إصابات خطيرة أو اضطراب نظم القلب.

إزالة سلك التوجيه

تجنب سحب أسلاك التوجيه عبر إبرة معدنية أو قنينة. فيجوز أن يحتك الطرف الحاد للإبرة بالطبقة المغلفة أو يتلف سلك التوجيه. يُقترح أن تحل القسطرة أو غمد الإدخال محل الإبرة فور وصول سلك التوجيه إلى الموقع المناسب.
لو استُشعرت مقاومة عند إزالة السلك من القسطرة، فينبغي إزالة سلك التوجيه والقسطرة كوحدة واحدة للحيلولة دون أي تلف محتمل يمكن أن يصيب جدار الوعاء الدموي.

تحذير:



• لا تسحب سلك التوجيه عبر إبرة معدنية أو قنينة.
تشكيلة أسلاك التوجيه

تشكيلة أسلاك التوجيه AngioFLEX® غير المغلفة المصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ		تشكيلة أسلاك التوجيه AngioFLEX® 2 المُستَـرَـطِـة المُـغـلَـفـة	
الأسلاك ذات الطرف المعقوف والنهايات المزودة		أسلاك التوجيه الزاوية	
KJ3SFUXXXXXY	150-45 سم، بوصة	KAFGXXXXA/2	260-150 سم، بوصة
أسلاك التوجيه المُستَـقِـمـة		أسلاك التوجيه المُستَـقِـمـة	
KSFUXXXXXY	150-40 سم، بوصة	KAFGXXYY/2	260-150 سم، بوصة
أسلاك التوجيه المعقوفة وحيدة الطرف		أسلاك التوجيه الزاوية الصلبة	
KJ3FUXXXXXY	150-40 سم، بوصة	KAFGXXXXAS/2	260-80 سم، بوصة
تشكيلة أسلاك التوجيه AngioFLEX® المُـغـلَـفـة بالبولي تترافلوروايثيلين			
أسلاك التوجيه المعقوفة الطرف وحيدة النهاية		أسلاك التوجيه المعقوفة شديد الصلابة وحيد الطرف	
KJ1.5FCXXXXY KJ3FCXXXXY	400-80 سم، بوصة	KJ3FCSSXXXXY	260 سم، بوصة
لُب ذو طرف معقوف قابل للتحرير		سلك توجيه من نوع ينتسبون	
KJ3MCXXXXY	150 سم، بوصة	KSFCBXXXXY	180-150 سم، بوصة
أسلاك معقوفة الطرف مزودة بالنهايات		سلك توجيه من نوع روزين	
KJ1.5FCXXXXY KJ3SFCXXXXY	260-40 سم، بوصة	KR1.5FCXXXXY	180 سم، بوصة
لُب ذو طرف مستقيم قابل للحركة		أسلاك التوجيه المُستَـقِـمـة	
KSFCXXXXY	260-40 سم، بوصة	KSFCSSXXXXY	260-150 سم، بوصة
لُب ذو طرف مستقيم قابل للحركة		لُب ذو طرف مستقيم قابل للحركة	
KSMCXXXXY	260-150 سم، بوصة	KSMCXXXXY	260-150 سم، بوصة

موجز السلامة والأداء السريري (SSCP)

يمكن الرجوع إلى موجز السلامة والأداء السريري على موقع Eudamed العام (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) أو يمكن طلبه مباشرة من شركة كيمال (regulatory_department@kimal.co.uk).

كيمال بي إل سي

طريق أرونديل، أوكسبريدج، ميدلсекس،

الرمز البريدي UB8 2SA، المملكة المتحدة

هاتف: 44+ (0) 9540 437 845 فاكس: 44+ (0) 9541 437 845

www.kimal.co.uk



أدفيما ليميتد

مركز برج الأعمال، الطابق الثاني،

شارع تاور، سواتار، الرمز البريدي BKR 4013، مالطا

